

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – HMS steril/sterile



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige sterile Holzmundspatel, aus Birkenholz, splitterfreie Qualität, Kanten seitlich abgerundet.

Ready for use sterile wooden tongue depressors, made of birchwood, shatterproof quality, with rounded edges.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Anwendung, zur Inspektion der Mundhöhle und des Rachenraumes.

For external use, for inspection of pharyngeal cavity.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – HMS steril, zu 100 x 1 Stk. in Box/sterile, packed by 100 x 1 pcs. in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Holzmundspatel/ Wooden tongue depressors	15 cm x 1,8 cm	100 x 1 Stk./pcs.	75049	4046153126149	05901015	20

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse Is

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class Is

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

3 Jahre / 3 Years

Sterilisationsmethode:

Sterilisation Method:

Sterilisation durch Ethylenoxid / Sterilisation by ethylene oxide


Material:

Material:

100 % Birkenholz / 100 % birchwood

Symbole:

Symbols:



0482



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@maimed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100