

## AP-106030

### AEROSOL DE TABLE

- Alimentation 230V - 50Hz
- Puissance d'absorption 170VA
- Peu bruyant 56 dBA
- Débit 12L/ min
- Particules 2.44 µm

#### Accessoires /consommables standard inclus:

- HI-FLO chambre de nébulisation - tuyau d'air
- 1 masque adulte et enfant avec élastique inclus
- 1 embout buccal, 1 embout nasal (non invasif)
- 1 filtre à air
- 1 sacoche de transport

