



CICAPLAIE - Pansement adhésif post-opératoire, stérile, en TNT avec tampon absorbant

CICAPLAIE est un pansement îlot formé par un support en tissu non tissé et avec une gaze comprimée peu adhérente qui a une capacité d'absorption élevée des exsudats et permet un retrait indolore du pansement.

L'adhésif est en acrylique hypoallergénique.

Fonctionnalités

- La couche de contact avec la plaie en polyester perméable, permet le passage de liquides qui sont absorbés par l'écouvillon et empêche les résidus du comprimé de rester incorporés dans la plaie.
- Haute perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau.
- Large gamme de formats.

CICAPLAIE est indiqué pour les plaies postopératoires et les plaies traumatiques (coupures, lacérations, abrasions)

Code	Dimension	Emballage
66660272	5x7 cm	100 pansements
66660273	10x8 cm	50 pansements
66660274	15x10 cm	50 pansements
66660275	20x10 cm	50 pansements
66660276	25x10 cm	25 pansements
66660277	30x10 cm	25 pansements
66660278	35x10 cm	25 pansements