

# ALOVA™ GALBÉ




## Score sur l'Echelle de Braden



## DESCRIPTION

- ▶ Coussin en mousse viscoélastique moulée: masse volumique  $\geq 75 \text{ Kg/m}^3$
- ▶ Epaisseur fond de galbe > 6 cm et décharge coccygienne intégrée pour une prévention renforcée des escarre(s) ischiatique(s) sacro-coccygienne(s)
- ▶ Rotateur externe pour éviter l'abduction de hanche
- ▶ Déclive du coussin pour réduire le risque de glissé avant
- ▶ Housse de protection intégrale Promust PU (jersey enduit polyuréthane), amovible et lavable avec revêtement anti-dérapant et poignée de préhension
- ▶ 16 tailles et 3 hauteurs disponibles



Cartographie des valeurs de répartition des pressions patient 80 kg/172 cm.


Rotateur externe.



Identification de la dimension du coussin sur la mousse.

Décharge coccygienne.

Butée Pelvienne d'une hauteur supérieure à 8 cm



Identification de la dimension de la housse à l'arrière.

## INDICATIONS

AIDE À LA PRÉVENTION DE L'ESCARRE POUR PATIENT À RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ.

POIDS PATIENT : 20 À 200 KG SELON LES MODÈLES.

- ▶ Prévention renforcée des risques d'escarre ischiatique et sacro-coccygienne
- ▶ Rotateur externe pour garantir un bon alignement des membres inférieurs
- ▶ Déclive du coussin pour réduire le risque de glissé avant
- ▶ Housse de protection amovible, extensible et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée
- ▶ Base de la housse inférieure antidérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise
- ▶ Nombreuses tailles disponibles pour répondre à différents besoins

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LARGEUR CM	PROFONDEUR CM	HAUTEUR CM MINI / MAXI*	POIDS PATIENT KG	NORMES FEU
COUSSIN ALOVA GALBÉ STANDARD	VCAG3636	36	36	6 < 9	20 à 80	Conforme à la norme EN 597-1 et EN 597-2.
	VCAG4343	43	43	6 < 9	30 à 100	
	VCAG4340	43	40	6 < 9	30 à 90	
	VCAG4540	45	40	6 < 9	30 à 120	
	VCAG3841	38	41	6 < 9	30 à 90	
	VCAG4041	40	41	6 < 9	30 à 90	
	VCAG4341	43	41	6 < 9	30 à 100	
	VCAG4043	40	43	6 < 9	30 à 90	
	VCAG4544	45	44	6 < 9	30 à 120	
	VCAG5044	50	44	6 < 9	30 à 135	
	VCAG4347	43	47	6 < 9	30 à 120	
	VCAG5250	52	50	7 < 10	120 à 160	
	VCAG5450	54	50	7 < 10	120 à 160	
VCAG5650	56	50	7 < 10	120 à 200		
VCAG6050	60	50	7 < 10	120 à 200		
COUSSIN ALOVA GALBÉ TECHNIQUE BUTÉE PELVIENNE	VCAG4343XL	43	43	9 < 12	30 à 110	
	VGAG5044XL	50	44	9 < 12	30 à 135	
	VCAG3841BP	38	41	6 < 9	30 à 90	
	VCAG4041BP	40	41	6 < 9	30 à 90	
	VCAG4341BP	43	41	6 < 9	30 à 100	
	VCAG4343BP	43	43	6 < 9	30 à 100	
	VCAG4544BP	45	44	6 < 9	30 à 120	
VCAG5044BP	50	44	6 < 9	30 à 135		
VCAG4347BP	43	47	6 < 9	30 à 120		

\* hauteur mini = hauteur du coussin mesurée en fond de galbe / hauteur maxi = hauteur totale du coussin  
Protection compatible avec les produits détergent-désinfectants d'usage hospitalier.

Garantie 3 ans

Entretien : Housses Promust PU



Photos non contractuelles