

MELOLIN[◇]

Compresse absorbante et non-adhérente



MELOLIN est une compresse très absorbante non-adhérente pour la prise en charge des plaies faiblement à modérément exsudatives.



Caractéristiques

MELOLIN est composé de trois couches*

- Une interface micro-perforée non adhérente à la plaie
- Une couche absorbante de coton et de fibres de polyester
- Une face externe hydrophobe de polyester

Avantages

Interface micro-perforée non-adhérente à la plaie

Facilite le drainage rapide de la plaie en laissant passer l'exsudat ce qui permet de réduire la fréquence de renouvellement

Protège le bourgeon charnu

Minimise la douleur au retrait

Compresse absorbante

Absorbe exsudat et saignement

Protège la plaie contre les chocs

Feuillet hydrophobe

Protège la compresse des souillures externes

Prolonge la durée de vie du pansement

Découpable

Conserve son intégrité même coupé

Tolérance élevée

Inerte et non sensibilisant

Indications

MELOLIN est indiqué pour les plaies faiblement à modérément exsudatives telles que:

- Plaies propres et suturées
- Abrasions et lacérations
- Brûlures mineures

Tailles disponibles et information de commande

MELOLIN est disponible en version stérile et non-stérile.

Stérile

Sachet individuel – stérilisé à la vapeur d'eau

Taille	Conditionnement	Codes produit	CNK
5 x 5 cm	100	66974940	0181-396
10 x 10 cm	100	66974941	0179-754
10 x 20 cm	100	66974939	0181-248
5 x 5 cm	25	66030260	0185-686
10 x 10 cm	10	66030261	0191-353
10 x 20 cm	5	66800707	2660-355

Non stérile

Taille	Conditionnement	Codes produit	CNK
10 x 10 cm	150	66974942	
10 x 20 cm	75	66974943	
30 x 20 cm	25	66974934	
50 cm x 7 m	1	66974930	0814-673