

Seringue tuberculine Terumo



Caractéristiques de la seringue tuberculine 1ml :

- Les seringues tuberculine de précision TERUMO possèdent un corps en propylène hautement transparent pour un dosage précis et une bonne détection des bulles d'air.
- Les ailettes larges des seringues tuberculine de précision TERUMO assurent une bonne préhension.
- Le piston ultra-souple, dont le joint en élastomère thermoplastique est exempt de latex, permet une injection en douceur tout en supprimant le risque d'allergie dû au latex.

Modèles disponibles :

- 1 ml sans aiguille
- 1 ml avec aiguille montée amovible 25G (0.5 x 16 mm)
- 1 ml avec aiguille montée amovible 26G (0.45 x 13 mm)

Conditionnement : boîte de 100