



HEBERGEMENT

INDICATION THÉRAPEUTIQUE

Dispositif indiqué pour le confort des patients alités pendant quelques jours, qui peuvent se mobiliser seuls sans problème, sans risque de développer une escarre (selon jugement clinique et échelles).

 **30 ≤ 130kg**

 NORMES NON FEU
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Matelas monobloc en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR)
- ▶ Densité HR ≥ 27 kg/m³
- ▶ Portance : 3,4 kPa
- ▶ Hauteur du matelas : 14 cm
- ▶ Disponible en plusieurs largeurs : 70, 80, 90, 120, 140 cm



Disponible
en housse PU

Conditionnements disponibles :

- Carton unitaire
- Roulé comprimé (par 1 ou 6)
- Palette de 12 en sachets

