

# PIED À SÉRUM SUR ROULETTE

## Autonomie et solidité

LABORATOIRES  
**Euromedis**

- + Très stable, avec pied en ABS noir à 5 branches en acier chromé mat
- + 4 crochets fixes
- + Grande amplitude de réglage en hauteur

Garantie  
2 ans

REF **211047**  
EAN : 3389360016003


### BÉNÉFICIE PATIENT

*Élément du mobilier médical essentiel à la perfusion à domicile, le pied à serum (ou tige à serum, voir pied à perfusion) est une potence permettant de fixer les poches à serum aux crochets ou paniers en haut du pied à perfusion.*

*Ce pied à serum est monté sur un pied à roulettes 5 branches pour faciliter l'autonomie du patient et l'ergonomie du service de soins médicaux à domicile ou ailleurs.*



Hauteur : 123 à 210 cm  
Poids du produit : 2,8 kg



## LABORATOIRES EUROMEDIS

Z.A de la Tuilerie - 12 rue Pierre Bray  
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT

- Tél. 03 44 73 83 60
- Fax : 03 44 73 57 32
- [contact@euromedis.fr](mailto:contact@euromedis.fr)

Votre distributeur

**Sodimed**  
Société de Distribution Médicale

4<sup>ème</sup> Avenue 166-4040 Herstal  
Tel. : 04 226 60 78  
Mail. : [info@sodimed.be](mailto:info@sodimed.be)