

TABLE DE LIT AUTOBLANC

Simplicité et stabilité



- + Simple et fonctionnelle
- + Grand plateau fixe
- + Rebord antidérapant pour retenir les objets
- + Réglage en hauteur par vérin
- + 4 roues avec freins
- + Très stable avec mât large, déplacement aisé
- + Facile à nettoyer

Garantie
2 ans


REF **264101**
EAN : 3389360013774

BÉNÉFICE PATIENT

Cette table de lit simple et pratique permet aux personnes alitées ou confinées au lit ou au fauteuil de conserver leur autonomie au moment des repas ou des activités quotidiennes.

Le vérin assisté permet d'ajuster la hauteur du plateau très facilement, pour s'adapter aux besoins des utilisateurs.

Poids maxi. supporté : 15 kg
Dim. hors tout : P 38,5 x l. 76,5 x H 72,5/115 cm
Poids du produit : 9,5 kg



LABORATOIRES EUROMEDIS

Z.A de la Tuilerie - 12 rue Pierre Bray
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT

- Tél. 03 44 73 83 60
- Fax : 03 44 73 57 32
- contact@euromedis.fr

Votre distributeur

 **Sodimed**
Société de Distribution Médicale

4^{ème} Avenue 166-4040 Herstal
Tel. : 04 226 60 78
Mail. : info@sodimed.be